

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.212.212

CE



📅 04/04/2025 23:28:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.212.212

Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue duree de vie.

Description

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumiere blanc chaud, agreable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

Caracteristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 04260381961758 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | | |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

| | | | |
|------------------|-----|------------------|----|
| Temperature mini | -10 | Temperature maxi | 40 |
| Humidite mini | 10 | Humidite maxi | 90 |

AUTRES CARACTERISTIQUES

| | |
|----------|------|
| Couleurs | Bleu |
|----------|------|

📅 04/04/2025 23:28:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr