

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.212.612

CE



 04/04/2025 23:49:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.212.612

Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue duree de vie.

Description

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumiere blanc chaud, agreable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961789	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Vert		

04/04/2025 23:49:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr