

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334150



22/04/2025 23:25:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334150

Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout male) pour Lian® NM, Lian® Metal, Lian® Nano, Lian® Scenic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446026622	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.335

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

📅 22/04/2025 23:25:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr